

3B instruments






lékařské nástroje

Mini kontejnerový systém



Masarykova 1493
Nové Město na Moravě
592 31

Tel./Fax.: 566/618 317
566/618 135
e-mail: 3b@3b-instruments.cz

Typ a velikost kontejneru	Kontejner s děrovaným víkem	Kontejner s děrovaným víkem i dnem	Spodní díl kontejneru neděrovaný	Spodní díl kontejneru děrovaný
285 x 280 x 55 mm 	<ul style="list-style-type: none"> R 310.05 R 320.05 R 330.05 R 340.05 R 350.05 R 360.05 		R 305.05 	
285 x 280 x 85 mm 	<ul style="list-style-type: none"> R 310.08 R 320.08 R 330.08 R 340.08 R 350.08 R 360.08 	<ul style="list-style-type: none"> R 311.08 R 321.08 R 331.08 R 341.08 R 351.08 R 361.08 	R 305.08 	R 306.08 

Víko kontejneru – 285 x 280 mm



- R 304.01
- R 304.02
- R 304.03
- R 304.04
- R 304.05
- R 304.06

Nerezové síto



255 x 245 x 30 mm R 390.03
255 x 245 x 50 mm R 390.05

Nerezová podložka




258 x 258 x 30 mm R 393.00

Silikonová podložka



250 x 245 mm R 851.00

Napínací rám



255 x 255 mm R 395.00

Kontejnery s děrovaným víkem

300 x 140 x 40 mm



- R 410.04
- R 420.04
- R 430.04
- R 440.04
- R 450.04
- R 460.04

300 x 140 x 70 mm



- R 410.07
- R 420.07
- R 430.07
- R 440.07
- R 450.07
- R 460.07

300 x 140 x 100 mm



- R 410.10
- R 420.10
- R 430.10
- R 440.10
- R 450.10
- R 460.10

Kontejnery s děrovaným víkem i dnem

300 x 140 x 40 mm



- R 411.04
- R 421.04
- R 431.04
- R 441.04
- R 451.04
- R 461.04

300 x 140 x 70 mm



- R 411.07
- R 421.07
- R 431.07
- R 441.07
- R 451.07
- R 461.07

300 x 140 x 100 mm



- R 411.10
- R 421.10
- R 431.10
- R 441.10
- R 451.10
- R 461.10

Děrované víko

300 x 140 mm



- R 400.01
- R 400.02
- R 400.03
- R 400.04
- R 400.05
- R 400.06

Neděrované dno



- 300 x 140 x 40 mm R 405.04
- 300 x 140 x 70 mm R 405.07
- 300 x 140 x 100 mm R 405.10

Děrované dno



- 300 x 140 x 40 mm R 406.04
- 300 x 140 x 70 mm R 406.07
- 300 x 140 x 100 mm R 406.10


Silikonová podložka

275 x 125 mm R 850.00



Napínací rám

270 x 125 mm R 495.00



Kontejner s děrovaným víkem



310 x 190 x 40 mm **R 510.04**



310 x 190 x 65 mm **R 510.06**



310 x 190 x 130 mm **R 510.13**

Děrované víko kontejneru 310 x 190 mm **R 500.01**



Neděrované dno kontejneru



310 x 190 x 40 mm **R 506.04**
 310 x 190 x 65 mm **R 506.06**
 310 x 190 x 130 mm **R 506.13**

Silikonová podložka



260 x 180 mm **R 850.10**

Napínací rám




277 x 175 mm **R 595.00**

Plastová plomba



R 819.00 baleno po 100 ks

Kontejnery s děrovaným víkem i dnem (bez filtru)



300 x 138 x 65 mm



500 x 155 x 75 mm



Barevné štítky na označení kontejneru – bez popisu



Papírové indikační štítky



R 810.00
 balení po 100 ks
 pro kontejner
 285 x 280 mm



R 812.00
 balení po 100 ks
 pro kontejner
 310 x 190 mm
 300 x 140 mm

Filtr papírový jednorázový




R 802.00
235 x 170 mm
balení po 100 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

Textilní filtr



R 802.01
235 x 170 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

PTFE filtr



R 800.10
235 x 170 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

Filtr papírový jednorázový



R 804.00
235 x 118 mm
balení po 100 ks
pro kontejner 300 x 140 mm

Textilní filtr




R 804.01
235 x 118 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 300 x 140 mm

PTFE filtr




R 800.20
205 x 95 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 300 x 140 mm

Filtr papírový jednorázový




R 800.00
ø 190 mm
balení po 100 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem

Textilní filtr



R 800.01
ø 190 mm
balení po 1 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem

PTFE filtr



FPTFE190
ø 190 mm
balení po 1 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem

UPOZORNĚNÍ

Tyto kontejnery jsou určeny pro parní sterilizaci a nejsou vhodné pro sterilizaci horkým vzduchem.

Nebalte kontejnery při sterilizaci do dalších obalů.

V důsledku změn tlaků uvnitř a vně kontejneru by došlo k jeho nevratné deformaci.

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
CBM FPTFE190	4	R 431.04	2	R 850.10	3		
R 304.01	1	R 431.07	2	R 851.00	1		
R 304.02	1	R 431.10	2				
R 304.03	1	R 440.04	2				
R 304.04	1	R 440.07	2				
R 304.05	1	R 440.10	2				
R 304.06	1	R 441.04	2				
R 305.05	1	R 441.07	2				
R 305.08	1	R 441.10	2				
R 306.08	1	R 450.04	2				
R 310.05	1	R 450.07	2				
R 310.08	1	R 450.10	2				
R 311.08	1	R 451.04	2				
R 320.05	1	R 451.07	2				
R 320.08	1	R 451.10	2				
R 321.08	1	R 460.04	2				
R 330.05	1	R 460.07	2				
R 330.08	1	R 460.10	2				
R 331.08	1	R 461.04	2				
R 340.05	1	R 461.07	2				
R 340.08	1	R 461.10	2				
R 341.08	1	R 495.00	2				
R 350.05	1	R 500.01	3				
R 350.08	1	R 506.04	3				
R 351.08	1	R 506.06	3				
R 360.05	1	R 506.13	3				
R 360.08	1	R 510.04	3				
R 361.08	1	R 510.06	3				
R 390.03	1	R 510.13	3				
R 390.05	1	R 610.06	3				
R 393.00	1	R 612.07	3				
R 395.00	1	R 620.06	3				
R 400.01	2	R 622.07	3				
R 400.02	2	R 630.06	3				
R 400.03	2	R 632.07	3				
R 400.04	2	R 640.06	3				
R 400.05	2	R 642.07	3				
R 400.06	2	R 650.06	3				
R 405.04	2	R 652.07	3				
R 405.07	2	R 660.06	3				
R 405.10	2	R 662.07	3				
R 406.04	2	R 800.00	4				
R 406.07	2	R 800.01	4				
R 406.10	2	R 800.10	4				
R 410.04	2	R 800.20	4				
R 410.07	2	R 802.00	4				
R 410.10	2	R 802.01	4				
R 411.04	2	R 804.00	4				
R 411.07	2	R 804.01	4				
R 411.10	2	R 810.00	3				
R 420.04	2	R 812.00	3				
R 420.07	2	R 819.00	3				
R 420.10	2	R 820.01	3				
R 421.04	2	R 820.02	3				
R 421.07	2	R 820.03	3				
R 421.10	2	R 820.04	3				
R 430.04	2	R 820.05	3				
R 430.07	2	R 820.06	3				
R 430.10	2	R 850.00	2				