

3B instruments

lékařské nástroje

STERILIZACE

Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě

Tel./Fax.: 566 618 317
566 618 135
www.3b-instruments.cz

Obsah:

	Strana
Boxy	3
Jehelníky	4
Nádoby, toulce	5 – 8
Sterilizační síta a koše	9
Instrumentační stolky	10 – 11
Čistící pistole	12




Box sterilizační nerezová ocel

Náhradní filtry balení 5 párů

obj. č.	délka	šířka	výška	obj. č.
139 89 12423	230	130	50	139 89 12623
139 89 12426	260	150	50	139 89 12626
139 89 12427	275	235	50	139 89 12627
139 89 12430	300	200	50	139 89 12630
139 89 12432	325	275	50	139 89 12632
139 89 12442	420	175	50	139 89 12642

139 89 12523	230	130	75	139 89 12723
139 89 12526	260	150	75	139 89 12726
139 89 12530	300	200	75	139 89 12730
139 89 12532	325	275	75	139 89 12732
139 89 12542	420	175	75	139 89 12742

Filtrem se osazuje dno i víko boxu



Box sterilizační – nerezová ocel (vhodné pro horkovzdušnou sterilizaci)

Délka l	šířka b	výška h	s knoflíkem ve víku	bez knoflíku ve víku
165	85	35	139 89 12116	139 89 12216
200	100	50	139 89 12121	139 89 12221
260	150	50	139 89 12126	139 89 12226
300	200	50	139 89 12130	139 89 12230



Rozměry jsou udány v mm.



Jehelník kulatý složený – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška
132 89 11265	65	15



Jehelník kulatý jednoduchý– nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška
132 89 11365	62	13



Jehelník malý– nerezová ocel


obj. č.	délka	šířka	výška
132 89 11400	150	95	13

Rozměry jsou udány v mm.



Tác instrumentační – nerezová ocel

obj. č.	délka	šířka	výška
139 89 14523	230	155	30
139 89 14530	300	175	30
139 89 14531	300	175	40
139 89 14535	350	240	36
139 89 14540	400	300	50



Tác instrumentační – nerezová ocel

obj. č.	délka	šířka	výška
139 89 14721	210	160	10
139 89 14724	240	180	10
139 89 14730	310	150	10
139 89 14731	310	210	10
139 89 14735	350	240	10
139 89 14740	400	270	20

Rozměry jsou udány v mm.



Miska bez hubičky (ploché dno) – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška	objem v l
139 89 12704	40	19	0,05
139 89 12706	61	30	0,07
139 89 12708	80	40	0,14
139 89 12711	116	50	0,35
139 89 12712	128	55	0,45
139 89 12714	147	65	0,70
139 89 12716	167	75	1,10
139 89 12718	187	85	1,60



Mísa s lemem – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška	objem v l
139 89 13316	150	75	0,75
139 89 13317	160	75	1,00
139 89 13322	220	75	2,00
139 89 13324	240	95	3,00
139 89 13331	300	120	6,00
139 89 13334	320	140	8,00
139 89 13338	380	130	11,00

Rozměry jsou udány v mm a l.



Miska s hubičkou (ploché dno) – nerezová ocel

obj. č.	průměr × výška	objem v l
139 89 12911	100 × 30	0,15



Miska ledvinovitě prohnutá – nerezová ocel

obj. č.	délka	výška
139 89 13917	170	35
139 89 13925	250	35
139 89 13927	275	35



Odměrná nádoba – nerezová ocel


obj. č.	průměr	výška	objem v l
139 89 14002	115	115	0,25
139 89 14005	140	160	0,50
139 89 14010	155	160	1,00
139 89 14020	160	185	2,00

Rozměry jsou udány v mm a l.



Hrnek na sputum – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška
139 89 15030	90 mm	80 mm



Toulec na podávkové kleště – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška
117 39 0070	70 mm	200 mm



Toulec na podávkové kleště – nerezová ocel

obj. č.	průměr	výška
114 39 0120	50 mm	95 mm




Spray pro čištění a údržbu

obj. č.	objem
139 08 93000	500 ml



Obj. č.	objem
139 6/2QB	10 ml



Spínací špendlík na nástroje

obj. č.	délka
139 29 15214	140 mm
139 29 15012	120 mm


Teplotně stabilní do 260°C

Vyvinut pro mazán resterilizovatelných chirurgických a dentálních nástrojů.

Je paropropustný pro autokláv (134°C/273°F) a tepelně odolný nad 180°C (356°F)

Olej je fyziologicky nezávadný, bez zápachu, propustný pro páry a nezanechává žádné inkrustace ani zbytky na povrchu.

Síta sterilizační drátěná



obj. číslo		délka	šířka	výška
KYE 300/03	mm	485	255	30
KYE 300/05	mm	485	255	50
KYE 300/07	mm	485	255	70
KYE 300/10	mm	485	255	100
KYE 301/03	mm	540	255	30
KYE 301/05	mm	540	255	50
KYE 301/07	mm	540	255	70
KYE 301/10	mm	540	255	100
KYE 303/03	mm	405	255	30
KYE 303/05	mm	405	255	50
KYE 303/07	mm	405	255	70
KYE 303/10	mm	405	255	100
KYE 302/03	mm	255	245	30
KYE 302/05	mm	255	245	50
KYE 302/07	mm	255	245	70
KYE 302/10	mm	255	245	100

Koše sterilizační



obj. číslo		délka	šířka	výška
SU 405/09	mm	600	300	97
SU 405/14	mm	600	300	138
SU 405/26	mm	600	300	260



Koš sterilizační pro 1 optiku

obj. číslo		délka	šířka	výška
139 89 25629	mm	290	80	52
139 89 25646	mm	460	80	52
139 89 25667	mm	670	80	52

Koš sterilizační pro 2 optiku

obj. číslo		délka	šířka	výška
139 89 25746	mm	460	80	52




300-000-095

Stojan pro endoskopické nástroje

Rozměry: 470 x 210 x 140 mm, rozteč silikonových držáků 190 mm


Kontejner 1/1 min výška 200 mm

Síta sterilizační lisovaná



obj. číslo		délka	šířka	výška
89 421-50	mm	210	145	50
89 424-41	mm	240	240	41
89 424-45	mm	240	240	45
89 424-50	mm	240	240	50
89 424-70	mm	240	240	70
89 424-90	mm	240	240	90
89 428-40	mm	280	110	40
89 428-70	mm	280	110	70
89 430-35	mm	300	240	35
89 430-50	mm	300	240	50
89 430-70	mm	300	240	70
89 440-41	mm	380	240	41
89 440-45	mm	380	240	45
89 440-50	mm	380	240	50
89 440-70	mm	380	240	70
89 440-90	mm	380	240	90
89 448-41	mm	480	240	41
89 448-45	mm	480	240	45
89 448-50	mm	480	240	50
89 448-70	mm	480	240	70
89 448-90	mm	480	240	90
89 454-41	mm	540	240	41
89 454-45	mm	540	240	45
89 454-50	mm	540	240	50
89 454-70	mm	540	240	70
89 454-90	mm	540	240	90
89 465-70	mm	650	240	70

Víka na síta sterilizační lisovaná



obj. číslo		délka	šířka
89 421-14	mm	210	145
89 424-24	mm	240	240
89 428-11	mm	280	240
89 430-24	mm	300	240
89 440-24	mm	380	240
89 448-24	mm	480	240
89 454-24	mm	540	240
89 465-24	mm	650	240

Stolek instrumentační – nerezová ocel, hliníkový sokl

	délka	šířka	výška
rozměry stolku	680mm	450mm	900-1250mm
rozměry tácu	680mm	450mm	25mm

obj. č. **5006**
mechanický



obj. č. **5006/1**
hydraulický



Stolek instrumentační – celonerezový, antistatická kolečka

	délka	šířka	výška
rozměry stolku	830mm	480mm	900-1250mm
rozměry tácu	710mm	480mm	25mm

obj. čl. **5006I/2** – bez brzdy
obj. čl. **5006I/3** – s brzdou
mechanický



obj. čl. **5006I/6** – bez brzdy
obj. čl. **5006I/7** – s brzdou
hydraulický



Čistící pistole
89 500-00
komplet – 8 nástavců
určeno pro tlakový vzduch i vodu



OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
114 39 0120	8	139 89 14005	7	CBM 5006I/6	11		
117 39 0070	8	139 89 14010	7	CBM 5006I/7	11		
132 89 11265	4	139 89 14020	7	KYE 300/03	9		
132 89 11365	4	139 89 14523	5	KYE 300/05	9		
132 89 11400	4	139 89 14530	5	KYE 300/07	9		
139 08 93000	8	139 89 14531	5	KYE 300/10	9		
139 29 15012	8	139 89 14535	5	KYE 301/03	9		
139 29 15214	8	139 89 14721	5	KYE 301/05	9		
139 6/2QB	8	139 89 14724	5	KYE 301/07	9		
139 89 12116	3	139 89 14730	5	KYE 301/10	9		
139 89 12121	3	139 89 14731	5	KYE 302/03	9		
139 89 12126	3	139 89 14735	5	KYE 302/05	9		
139 89 12130	3	139 89 14740	5	KYE 302/07	9		
139 89 12216	3	139 89 15030	8	KYE 302/10	9		
139 89 12221	3	139 89 25629	9	KYE 303/03	9		
139 89 12226	3	139 89 25646	9	KYE 303/05	9		
139 89 12230	3	139 89 25667	9	KYE 303/07	9		
139 89 12423	3	139 89 25746	9	KYE 303/10	9		
139 89 12426	3	300-000-095	9	SU 405/09	9		
139 89 12427	3	89 421-14	10	SU 405/14	9		
139 89 12430	3	89 421-50	10	SU 405/26	9		
139 89 12432	3	89 424-24	10				
139 89 12442	3	89 424-41	10				
139 89 12523	3	89 424-45	10				
139 89 12526	3	89 424-50	10				
139 89 12530	3	89 424-70	10				
139 89 12532	3	89 424-90	10				
139 89 12542	3	89 428-11	10				
139 89 12623	3	89 428-40	10				
139 89 12626	3	89 428-70	10				
139 89 12627	3	89 430-24	10				
139 89 12630	3	89 430-35	10				
139 89 12632	3	89 430-50	10				
139 89 12642	3	89 430-70	10				
139 89 12704	6	89 440-24	10				
139 89 12706	6	89 440-41	10				
139 89 12708	6	89 440-45	10				
139 89 12711	6	89 440-50	10				
139 89 12712	6	89 440-70	10				
139 89 12714	6	89 440-90	10				
139 89 12716	6	89 448-24	10				
139 89 12718	6	89 448-41	10				
139 89 12723	3	89 448-45	10				
139 89 12726	3	89 448-50	10				
139 89 12730	3	89 448-70	10				
139 89 12732	3	89 448-90	10				
139 89 12742	3	89 454-24	10				
139 89 12911	7	89 454-41	10				
139 89 13316	6	89 454-45	10				
139 89 13317	6	89 454-50	10				
139 89 13322	6	89 454-70	10				
139 89 13324	6	89 454-90	10				
139 89 13331	6	89 465-24	10				
139 89 13334	6	89 465-70	10				
139 89 13338	6	89 500-00	12				
139 89 13917	7	CBM 5006	11				
139 89 13925	7	CBM 5006/1	11				
139 89 13927	7	CBM 5006I/2	11				
139 89 14002	7	CBM 5006I/3	11				